

＜非接触バイタル生体センサー＞ 2015/11/11

弊社、非接触バイタル生体センサーは見守りロボットとして有効です。

見守りベッドセンサーLS-104B とセンサープラス SP-100A の組み合わせで、呼吸異常、脈異常、体動異常（床ずれ警報）を非接触で検知し、自動的にナースコール出来ます
使い方は見守りベッドセンサーLS-104B をベッドとマットの間に挟み込み、センサープラス SP-100A の出力（有線）を部屋のナースコールの口に繋ぎこむだけです。

見守りロボットとして特に夜間の緊急時対応に威力を発揮します。

エアーマットによる誤動作無し。

トイレタイム等の受付待機時間設定可能、また一時停止ボタン付きですので見守り停止が出来ます。

＜LS-104B と SP-100A の組み合わせ＞



部屋のナースコールの口へ繋ぎこみ（有線）で異常時に自動発報

備考：

- (1) 価格：140,000 円/set（税別）
- (2) 部屋のナースコールの口が 1 つの場合は分岐用アダプターが必要です。
- (3) 連絡先：

神奈川県相模原市中央区南橋本 2-2-2

株式会社ミオ・コーポレーション

センサー事業部

TEL 0 4 2 - 7 7 1 - 7 3 0 0

HP : <http://www.mio-corp.co.jp/sensor/>